

# BEINPRESSE FTK305s

## Wirkung:


Trainiert die Beinmuskulatur, verbessert das Kreislaufsystem, fördert die Kondition, den Gleichgewichtssinn und die Beweglichkeit.

## Gerätebeschreibung:

Die Beweglichkeit der Sitzhebel wird durch gedämpfte Lagerungen gebremst, dies verhindert ein unkontrolliertes Schwingen. Die Sitzflächen sind ergonomisch geformt und sorgen mit den gegenüberliegenden Griffbügel und Trittlflächen für einen sicheren Sitz.

## Benutzung:

Auf den Sitz setzen, die Fußplatten treten und sich am Griffbügel festhalten. Nun langsam und gleichmäßig die Füße gegen die Fußplatten drücken, dabei das komplette Durchstrecken der Beine vermeiden. Benutzung durch 2 Personen.



## Lieferumfang:

1 komplett vormontiertes Gerätemodul  
1 Fundamentanker  
4 Muttern M20

## Wartung:

Das Gerät ist wartungsfrei  
Wartung nach DIN EN 1176-7

## Material:

Metall:  
Stahlkonstruktion kataphoresebeschichtet und pulverbeschichtet  
Farbe RAL 9006 Weißaluminium  
Kunststoff:  
PPM4 418, Spritzverfahren  
HPPE 464, Blasverfahren  
Farbe RAL 2008 Hellrotorange  
Lager: wartungsfreie Kugellager

## Sicherheit:

Zertifikate: TÜV und GS  
Altersbeschränkung:  
Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung von Eltern. Eltern haften für ihre Kinder.  
Sicherheitseinrichtung: Gedämpfte Lagerungen mit Endanschlag



## Montage:

Fundamentanker einbetonieren  
Gerätemodul nach Abbinden des Betons verschrauben  
Fundamentlöcher verfüllen

## Fallhöhe:

< 1.000 mm  
Sicherheitsabstand: 1.500 mm umlaufend ab Gerätekanten

## Maße und Gewichte:

Modul	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
komplett	1.600	550	1.300	67

Fundamentanker

komplett = in Montageandorfung ohne Fundamentanker, zuzüglich 1 Fundamentanker

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen. Vorbehalt der technischen Abmessung.